


Upper Arm Electronic Blood Pressure Monitor

Misuratore elettronico della pressione sanguigna da braccio

Cod. U81D




Visita il nostro sito

another way to care

www.abintrax-health.com

Live Capture Upper Arm Electronic Blood Pressure Monitor

Misuratore elettronico della pressione sanguigna da braccio



**anno/mese
data/ora**



**Bracciale
regolabile 22-42cm**



MDR (EU) 2017/745 classificazione: Classe IIa;
Dispositivo medico registrato nell'elenco
del ministero della salute

CND: Z1203020501 - MISURATORI NON
INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
OSCILLOMETRICI

IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
BD/RDM: 2811356



Scarica l'app **Live Capture**
sul tuo dispositivo





**Media su tre
valori validi**



**Spegnimento
automatico**




**Display
retroilluminato**



**Rilevamento
irregolarità
del battito**

Facile da usare




Fase 1 - Preparazione

Avvolgi il bracciale sulla
parte superiore del braccio
sinistro come in figura



Fase 2 - Misurazione

Premere il pulsante Start/Stop
per avviare la misurazione



Controllo della memoria

Premi il pulsante MEM per
visualizzare il risultato della
misurazione precedente

Specifiche del prodotto

Tolleranza massima del valore di pressione statica
 $\pm 3\text{mmHg}$

Impulso di lettura
 $\pm 5\%$

Intervallo di misurazione
Pressione: da 0 a 299 mmHg
Impulso: da 40 a 199 impulsi/min

Gonfiaggio
Automatico tramite micro pompa ad aria

Sgonfiaggio
Valvola di controllo elettronica automatica

Spegnimento automatico
Circa 3 minuti

Condizioni operative
da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$ 15% - 93%RH

Condizioni di stoccaggio
da -20°C a $+55^{\circ}\text{C}$ 10% - 93%RH





Scarica il catalogo completo



Scopri l'ecosistema **Live capture**
su **healthlivecapture.com**

Concessionario

