

Smart ABPM

Monitoraggio in continuo della pressione arteriosa

Cod. LC_ABP-021



Visita il nostro sito

another way to care

www.abintrax-health.com

Live Capture Smart ABPM


Monitoraggio in continuo della pressione arteriosa





MDD (93/42/CEE) classificazione: Classe Iia;
Dispositivo medico registrato nell'elenco del ministero della salute

CND: Z12050404 - REGISTRATORI HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA

IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
BD/RDM: 2015984



CE 0197



Range di misurazione	Sistolica: 60~260mmHg, Diastolica: 30~195mmHg; Frequenza cardiaca: 30~200bpm
Accuratezza	Pressione: ± 3 mmHg - Frequenza cardiaca: $\pm 5\%$
Errore max di riproducibilità	Pressione: ≤ 3 mmHg
Metodo di Misurazione	Oscillometria con deflazione lineare
Dimensioni	113 x 75 x 26 mm
Peso	168g (batteria esclusa)
Grado di protezione	IP22
Dimensione del bracciale	M5402BM: Circonferenza braccio 20~24cm M5403BM: Circonferenza braccio 24~32cm M5404BM: Circonferenza braccio 32~38cm
Robustezza	Funziona anche in caso di caduta su una superficie dura da un'altezza di 50 mm in qualsiasi direzione assiale
Temperatura	5°C ~ +40°C
Umidità	10% ~ 95% RH
Pressione atmosferica	800hPa ~ 1060hPa
Temperatura	-25°C ~ +70°C
Umidità	$\leq 95\%$ RH
Pressione atmosferica	560hPa ~ 1060hPa
Tipologia	2 AA (LR6) Batterie alcaline o Ni-MH ad alta capacità
Umidità	2.4~3.2V
Capacità di misurazione	200~400 Misurazioni per batteria

Specifiche Tecniche





Scarica il catalogo completo



Scopri l'ecosistema **Live capture**
su **healthlivecapture.com**

Concessionario

